

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик регулируемой опоры под спину Barry Base.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Регулируемая опора под спину Barry Base предназначена для повышения уровня комфорта лежащему больному, а также взрослому (пожилому) человеку во время отдыха и сна.

1.2 Технические характеристики

цвет	синий
материал	каркас выполнен из стали, обивка полиэстер
высота обивки (см)	35
ширина обивки (см)	60
габариты подголовника (см)	26x4x15
вес изделия (кг)	2,5

1.3 Упаковка

Комплектация: опора под спину, руководство по эксплуатации

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, проверьте все части на наличие трещин!

Пожалуйста, убедитесь, что опорная балка надежна зафиксирована в пазах.

В противном случае, спинка может сложиться и быть причиной серьезных повреждений.

Максимальная нагрузка: 113 кг

Регулируемая опора под спину Barry Base
Производитель: Valentine International ltd, Китай.



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.